

SLK Varilymph 12 Pro®

digitales Kompressionstherapiegerät



● MADE
● IN
● GERMANY



hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten



verdrehicher konstruierter
Anschlussstecker

Varilymph 12 Pro

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK 12-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

Technische Daten

- Druckbereich: von 15 bis 80 mmHg
 - Therapiedauer: von 15 bis 60 Min.
 - Entlüftung: 10 bis 120 Sek.
 - Befüllung: 20 bis 120 Sek.
- (Befüllungs- und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)

Maße

- Maße Steuereinheit: 17 x 20 x 20 cm (H x B x T)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang

- SLK Varilymph 12 Pro Kompressionstherapiegerät
- Netzkabel
- Verbindungsschlauch

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018

Artikel-Nr.: 4000