

SLK IPC 3

3-Kammer Kompressionstherapiegerät



● MADE
● IN
● GERMANY

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1027



Konnektoren



IPC 3 Beinmanschetten (kurz/normal)

Fakten

- zur Verwendung mit SLK 3-Kammer-Behandlungsmanschetten
- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- wirksame, schnelle, schmerzlose und schonende Behandlung
- gleichzeitige Behandlung von zwei Beinen möglich
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- automatische Unterdruckererkennung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- Abschaltautomatik

Technische Daten

- Druckbereich: von 20 bis 60 mmHg
- Therapiedauer: von 20 bis 60 Min.
(jeder begonnene Zyklus wird komplett beendet)
- Zykluspause: 20 bis 45 Sek.
- 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- max. Druck: 60 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang

- SLK IPC 3 Steuereinheit inkl. Blindstopfen und Verbindungsschlauch
- Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr.: SLK IPC 3 (3100), SLK IPC 3 Beinmanschette kurz (3110), normal (3111)